

Zyphr™

Burs

ザイファーバー

- ・迅速且つ効果的な骨切除を可能にする
ヘッド&ネックデザイン



Zyphr™ Burs

迅速かつ効果的な骨切除を可能に



自由度の高いカッティング

- 効果を生むヘッド形状
- 迅速、効果的な骨切除を可能に

深開きの溝

- 骨除去を最大化
- 詰まりの防止
- 熱壊死低減のためのバーヘッド部温度低減

シングルクロッシングの溝端部

- より効果的で安定した端部におけるカッティング
- 骨片破碎機能がカッティングの際の負担を軽減

新しいネックデザイン


- ライン・オブ・サイト(視認性)の向上
(弊社既存品・アグレッシブ、ソフトタッチとの比較)



ザイファー

アグレッシブ

ソフトタッチ



新しいヘッドデザイン

- カッティングコントロールの改善に効果的なシングルカッティングエンド(赤円内)
- 散乱物の低減と柔軟なカッティングを可能にするブレード

ザイファーエリートバー カタログ番号	ヘッド径 (mm)
5820-010-630	3.0
5820-010-635	3.5
5820-010-640	4.0
5820-010-650	5.0
5820-010-660	6.0
5820-010-670	7.0

(※セーバードリル・Uドリルエリートアタッチメント用)

ザイファーバーミディアム カタログ番号	ザイファーバーロング カタログ番号	ヘッド径 (mm)
5220-010-630	5230-010-630	3.0
5220-010-635	5230-010-635	3.5
5220-010-640	5230-010-640	4.0
5220-010-670	5230-010-670	7.0
5220-010-930	5230-010-930	3.0

(※ Uドリル・マエストロドリル
Mアタッチメント用)

(※ Uドリル・マエストロドリル
AMアタッチメント用)

対応ハンドピース

カタログ番号	品名
5400-120-000	コア セーバードリル
5400-110-000	コア UHT ドリル
5400-100-000	コア Uドリル
5400-200-000	マエストロエアードリル
5400-201-000	マエストロエアードリル ハンドスイッチ付
5400-130-000	スーメックスドリル

医療機器承認番号

販売名

22200BZX00705000 ストライカー社 骨手術器械マイクロインストルメント用バー

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: IT1-65
FN/TL 0m 10/10

Copyright © 2010 Stryker
Printed in Japan

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽 2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1