




Service from Stryker

保守契約のご提案 SONOPET

ストライカーの考える保守契約「ProCare」とは…



保守契約プラン内容

基本プラン内容

■定期保守点検：

ご契約期間中に年1回、プロフェッショナルによるオンサイトでの保守点検を実施致します。

* 定期保守点検を年2回に追加することも可能です。

■メンテナンス トレーニング：

ご契約期間中に日常点検方法/定期点検方法のトレーニングを実施致します。

■ファイル「Compath」提供：

契約概要・保守契約書写し・日常点検手順書・定期点検手順書・添付文書をファイリングして提供させていただきます。又、トレーニング/定期保守点検時には、本ファイルに報告書も随時ファイリングさせていただきます。

オプション内容

ご希望に合わせて
選択可能！

■修理代(工賃&部品代)全額無償 チップ/チップ ガー交換なし：

修理が必要となった際の修理代を全額無償とさせていただきます。但し、チップ/チップ ガーに関しましては別途費用のご請求となります。

■修理代(工賃&部品代)全額無償 チップ/チップ ガー最大1セット交換：

修理が必要となった際の修理代を全額無償とさせていただきます。但し、チップ/チップ ガーに関しましては弊社判定基準にて年間1回まで無償交換させていただきます、これを超える数量につきましては、別途費用のご請求となります。

■修理代(工賃&部品代)全額無償 チップ/チップ ガー最大2セット交換：

修理が必要となった際の修理代を全額無償とさせていただきます。但し、チップ/チップ ガーに関しましては弊社判定基準にて年間2回まで無償交換させていただきます、これを超える数量につきましては、別途費用のご請求となります。

基本
プラン
(必須)



オプ
ション
(選択)



* 製品購入時にご契約されたお客様には保証期間中に保守点検1回を特別にご提供させていただきます。

—弊社製品を安心してご使用していただくために—
プロフェッショナルによるオンサイトでの保守点検



〈ハンドピース/コンソールの保守点検〉

各部接続チェック、各部動作チェック、周波数チェック、絶縁抵抗チェック、吸引圧チェック

保守点検やメンテナンストレーニングを実施することで、


下記故障の事前予防が可能となります。

万が一、下記故障となっても各オプションにご加入頂ければ、無償対応をさせていただきます。

故障例① (グリップ部分の腐食/破損)



故障例② (チップ/チップカバーの劣化)



ご契約年数 (保証期間を除いた年数となります)

メーカー保証1年

保守契約1年目

保守契約2年目

保守契約3年目

保守契約4年目

納入日

納入日より満5年

■上記内容についてのお問い合わせは、下記迄お願いします。

日本ストライカー株式会社 カスタマーケア テクニカルサポート

581-0067 大阪府八尾市神武町2-24

日本通運株式会社 天王寺支店内

tel: 03-6894-8500 fax: 0729-25-6140

受付時間: 9:00~17:30

月曜日～金曜日(土日祝祭日・年末年始を除く)

Literature Number: IT2-6

TS/ST 0m 07/12

Copyright© 2012 Stryker

Printed in Japan

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site

www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者

ストライカー・メドテック株式会社

206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1 tel: 042-370-3384

発売先

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1