

タッチパネルモニターブラケット



正面側



背面側



【取付対応モニターカート】
エンドカート3（ノーマルタイプ/ハイタイプ可）

【取付位置】

・正面側の左右、背面側の左右、
どちらでも取付可能です。

【VESA規格に準拠】

・モニター側の取付穴はVESA規格に
適合した穴ピッチです。
(75×75mm、100×100mm)

【適応モニターサイズ】

・24インチ(約8.9kgまで)

カタログ番号

製品名

定価

F-FLX-030-00

タッチパネルモニター ブラケット

¥50,000

この印刷物はstrykerの製品を掲載しています。全てのstryker製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-110
EA/SK 0m 05/14

Copyright© 2014 Stryker
Printed in Japan

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000
www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/ mp2/

製造業者

株式会社 フジフレックス

630-142 奈良県生駒市北田原町1067-25 tel 0743-72-3388