



SONOPET®
Ultrasonic Aspirator
Single use tip

▶ シングルユースチップ

**Delivering
optimal
flexibility**




Soft tissue tips

カタログ番号	製品名	全長	外径	内径	モード	吸引
5450-800-307	 Straight チップセット	114mm	1.92mm	1.50mm	縦振動	あり
5450-800-309	 Straight micro diameter チップセット	123mm	1.77mm	1.37mm	縦振動	あり
5450-800-308	 Straight large diameter チップセット	117mm	2.47mm	2.01mm	縦振動	あり
5450-800-301	 Straight superlong チップセット	200mm	1.92mm	1.50mm	縦振動	あり
5450-800-310	 Spetzler barracuda チップセット	114mm	1.92mm	1.50mm	縦振動	あり
カタログ番号	製品名	全長	ブレード長	ブレード幅	モード	吸引
5450-800-312	 Payner 360 チップセット	99mm	2.7mm	3.12mm	LT振動	あり

Bone cutting tips

カタログ番号	製品名	全長	ブレード長	ブレード幅	モード	吸引
5450-800-315	 Spetzler micro claw long チップセット	117mm	1.8mm	2.0mm	LT振動	あり
5450-800-303	 Spetzler micro claw superlong チップセット	200mm	1.8mm	2.0mm	LT振動	あり
5450-800-312	 Payner 360 チップセット	99mm	2.7mm	3.12mm	LT振動	あり
5450-800-302	 Payner 360 superlong チップセット	200mm	2.7mm	3.12mm	LT振動	あり
5450-815-107	 Serrated knife チップセット	110mm	12.4mm	0.8mm	縦振動	なし
5450-815-114	 Serrated aggressive knife チップセット	110mm	12.4mm	0.8mm	縦振動	なし
5450-800-305	 Nakagawa serrated knife チップセット	110mm	3.0mm	0.8mm	縦振動	なし

※ 1箱5個入り 滅菌済み
 ※ 25MA/25MS ハンドピース共用



医療機器承認番号 販売名
 23000BZX00142000 ソノベット UST-2001 アルファ 単回使用チップセット

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-33
 HS/SE 5m 03/19

Copyright © 2019 Stryker
 Printed in Japan

製造販売業者
日本stryker株式会社
 112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
 P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp
 医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
 www.stryker.co.jp/mp2/